

Standort: Neuromed Campus

Bereich: Serologie

Bereichsleitung: OA Dr. Stefan Doppler

T +43 (0) 5 7680 83 – 78025

Labor Serologie:

T +43 (0) 5 7680 87 – 26340

Sekretariat: T +43 (0) 5 7680 87 – 26301

F +43 (0) 5 7680 87 – 26304

Begleitschein T-Spot TB

Patientenetikett

Zuweiser, Stempel

Bitte ausfüllen:

Abgenommen am:um Uhr

Indikation:

TB in der Anamnese (wenn ja, wann?)

Sonstige klinische Angaben:.....

Unterschrift

Benötigtes Material:

- **Heparinisiertes Vollblut**

Abnahmeröhrchen: **Heparin-Röhrchen (OHNE Trennmedium!)**

Erforderliche Menge: Erwachsene, Kinder ab 10 Jahre: min. 8 ml oder 2 x 4 ml, besser 16 ml

Kinder 2 bis 9 Jahre: 4 ml

Kinder bis 2 Jahre: 2 ml

Zwischenlagerung und Einsendemodalitäten:

- Röhrchen nach Abnahme mehrmals schwenken
- Zwischenlagerung **DURCHGEHEND Raumtemperatur (18-25°C) NICHT** kühlen, **NICHT** zentrifugieren!
Das Blut muss innerhalb von 32h angesetzt werden!

- Mögliche Abnahme: Montag bis Mittwoch ganztägig Einsendung bis **Folgetag** 13:00
Donnerstag nur vormittags Einsendung am **selben** Tag bis 13:00

Freitags ist eine Abnahme nicht möglich und vor Feiertagen wird eine gesonderte Information ausgesendet.

- Probenannahme: Einsendung Montag bis Donnerstag, muss bis 13 Uhr erfolgen.
Analysendauer 2 Tage